


ВЕНОЗНЫЙ ПОРТ

(ВЕНОЗНАЯ ПОРТ-СИСТЕМА) –

Это имплантат, изготовленный из металла и пластика, имеющий в верхней части силиконовую мембрану для прокола. В боковой части порта имеется катетер для соединения с веной.



Для чего нужен подкожный порт?

- БРАТЬ КРОВЬ НА АНАЛИЗЫ;
- ВНУТРИВЕННЫЕ ИНЪЕКЦИИ;
- ПРОВОДИТЬ ДЛИТЕЛЬНОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВ;
- ПЕРЕЛИВАТЬ ПРЕПАРАТЫ КРОВИ.

Порт для химиотерапии необходим, так как химиопрепараты в местах введения нередко повреждают вены и мягкие ткани. А это очень серьезное и крайне нежелательное осложнение. Дело в том, что из-за своей токсичности вводимые средства могут обжигать вены изнутри; а также ухудшать их состояние в долгосрочной перспективе.

В самых тяжелых случаях может даже возникнуть некроз тканей и отеки конечностей. Чтобы минимизировать неприятные последствия химиотерапевтические препараты вводят при помощи портов.

УХОД ЗА ПОРТ-СИСТЕМОЙ



Правила

использования устройства

Для того, чтобы порт для химиотерапии служил долгое время, необходимо соблюдать несколько простых правил использования конструкции:

1. ЕСЛИ КАТЕТЕР ПЕРЕГИБАЕТСЯ, препятствуя поступлению лекарства, необходимо сменить позу для восстановления нормального положения трубки;
2. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИМЕТЬ С СОБОЙ ЗАПАС СПЕЦИАЛЬНЫХ ИГЛ, СОВМЕСТИМЫХ С ИХ ПОРТОМ, так как при смене медицинского учреждения, там может не оказаться подходящих инструментов;
3. ВСЕГДА НОСИТЕ С СОБОЙ ПАСПОРТ С ИНСТРУКЦИЕЙ и всей необходимой информации о вживленном порте.

Благодаря этим несложным правилам инфузионный порт практически не будет доставлять неудобств, при этом обеспечивая неплохие преимущества. Например, позволяя получать химиопрепараты и сдавать кровь без боли.

Уход за системой

Уход сам по себе несложный и не отнимает много времени. Необходимо иногда промывать систему, частоту данного мероприятия устанавливает лечащий врач.

Для промывания используется простой физ. раствор. Если порт временно не используется, то промывать его необходимо с частотой примерно в 4 - 6 недель, иначе конструкция заблокируется.

Как долго можно использовать?

Сроки варьируются от 3-х до 7-и лет. Это намного дольше, чем в случае с катетером. К тому же конструкция очень удобна при прохождении химиотерапии курсами. Ведь использование порта можно приостановить и возобновить в любое время, главное не забывать промывать конструкцию вовремя.